

Дозаторы

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> | эл. почта: emc@nt-rt.ru

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

СЕРИЯ ЭКРОС

Дозаторы серии «ЭКРОС»

Наиболее популярные модели, изготовленные из высококачественных материалов. Все дозаторы серии Экрос полностью автоклавируемые. Имеют фиксатор счетчика объема. Установка объема без щелчка.



Особенности:

- Лёгкий, но прочный корпус, защищенный от ультрафиолетового излучения, покрыт термопластическим эластомером для предотвращения проникновения тепла от руки оператора в корпус дозатора
- Большой и лёгкочитаемый счётчик с малой дискретностью установки дозы.
- Запорный механизм из тефлона для обеспечения длительной работы с высокой точностью и плавного управления дозатором
- Легкодоступный механизм калибровки, возможность разборки корпуса для очистки и ремонта без применения специальных инструментов и приспособлений.

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

СЕРИЯ ЭКОХИМ

Дозаторы серии «ЭКОХИМ»

Широкий модельный ряд.
Каждая модель представлена в двух вариантах – частично и полностью автоклавируемый вариант дозатора. Установка объема со щелчком.

Серия МП

вращающийся
держатель
наконечников

пластиковые
шурупы на
защитном кожухе

Серия ОП

Серия ОПА

кнопка
плунжера


калибровочная
гайка

упор для пальцев

дисплей

сбрасыватель
наконечника

посадочный
конус



ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

Технические характеристики и информация для заказа

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ЭКРОС (ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Дискретность установки дозы, мкл	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %, ±	Наконечники
ЭКРОС-ОП-1-0,5-10	Красный	0,02	0,5-10	± 5.....1	4.....0,8	10, 20 мкл
ЭКРОС-ОП-1-2-20	Желтый	0,02	2-20	± 3.....0,9	2.....0,4	
ЭКРОС-ОП-1-5-50	Синий	0,1	5-50	± 2.....0,6	2.....0,3	
ЭКРОС-ОП-1-10-100	Фиолетовый	0,1	10-100	± 3.....0,8	1.....0,3	300, 350 мкл
ЭКРОС-ОП-1-20-200	Оранжевый	0,2	20-200	± 2,5.....0,6	0,8.....0,3	
ЭКРОС-ОП-1-100-1000	Зеленый	1	100-1000	± 2.....0,6	0,7.....0,3	1000 мкл
ЭКРОС-ОП-1-500-5000	Светло-зеленый	10	500-5000	± 2.....0,5	0,6.....0,3	5000 мкл
ЭКРОС-ОП-1-1000-10000	Темно-зеленый	20	1000-10000	± 3.....0,6	0,6.....0,3	10000 мкл

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЁМА ЭКРОС (ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %, ±	Наконечники
ЭКРОС-ОФ-1-5	Красный	5,0	± 1,3	1,2	300, 350 мкл
ЭКРОС-ОФ-1-10	Желтый	10,0	± 0,8	0,8	
ЭКРОС-ОФ-1-20	Синий	20,0	± 0,6	0,5	
ЭКРОС-ОФ-1-25	Фиолетовый	25,0	± 0,5	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-50	Оранжевый	50,0	± 0,5	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-100	Зеленый	100,0	± 0,5	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-200	Светло-зеленый	200,0	± 0,4	0,3	1000 мкл
ЭКРОС-ОФ-1-250	Темно-зеленый	250,0	± 0,3	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-500	Красный	500,0	± 0,3	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-1000	Желтый	1000,0	± 0,3	0,3	5000 мкл
ЭКРОС-ОФ-1-2000	Синий	2000,0	± 0,3	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-5000	Фиолетовый	5000,0	± 0,3	0,3	
ЭКРОС-ОФ-1-10000	Оранжевый	10000,0	± 0,6	0,3	10000 мкл

ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ И ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЭКРОС (ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Дискретность установки дозы, мкл	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %, ±	Наконечники
ЭКРОС-МП-8-0,5-10	Красный	0,02	0,5-10	± 4.....1,5	4.....1,5	10, 20 мкл
ЭКРОС-МП-8-5-50	Желтый	0,1	5-50	± 3.....1	2.....0,7	300, 350 мкл
ЭКРОС-МП-8-10-100	Синий	0,1	10-100	± 3.....0,7	1,5.....0,3	
ЭКРОС-МП-8-20-200	Фиолетовый	0,1	20-200	± 5.....0,7	1,4.....0,25	
ЭКРОС-МП-8-30-300	Оранжевый	0,2	30-300	± 2.....0,6	1.....0,3	
ЭКРОС-МП-12-0,5-10	Красный	0,02	0,5-10	± 4.....1,5	4.....1,5	10, 20 мкл
ЭКРОС-МП-12-5-50	Желтый	0,1	5-50	± 3.....1	2.....0,7	300, 350 мкл
ЭКРОС-МП-12-10-100	Синий	0,1	10-100	± 3.....0,7	1,5.....0,3	
ЭКРОС-МП-12-20-200	Фиолетовый	0,1	20-200	± 5.....0,7	1,4.....0,25	
ЭКРОС-МП-12-30-300	Оранжевый	0,2	30-300	± 2.....0,6	1.....0,3	

ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ И ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЭКОХИМ (ЧАСТИЧНО АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Дискретность установки дозы, мкл	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %, ±	Наконечники
ЭКОХИМ-МП-8-0,5-10	Красный	0,1	1-10	±3,5.....1,5	3,5.....1,5	10, 20 мкл
ЭКОХИМ-МП-8-5-50	Желтый	0,5	5,0 – 50,0	±3.....1	2.....0,7	300, 350 мкл
ЭКОХИМ-МП-8-10-100	Синий	0,5	10,0 – 100,0	±1,5.....0,9	0,75.....0,25	
ЭКОХИМ-МП-8-30-300	Фиолетовый	1,0	30,0 – 300,0	±1,5.....0,8	0,75.....0,25	
ЭКОХИМ-МП-12-0,5-10	Красный	0,1	0,5-10	±8.....2,5	7.....3	10, 20 мкл
ЭКОХИМ-МП-12-5-50	Желтый	0,5	5,0 – 50,0	±5.....2	5.....2,5	300, 350 мкл
ЭКОХИМ-МП-12-10-100	Синий	0,5	10,0 – 100,0	±2,5.....1,5	3.....2	
ЭКОХИМ-МП-12-30-300	Оранжевый	1,0	30,0 – 300,0	±2.....1,2	2,6.....1,8	

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

Технические характеристики и информация для заказа

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ЭКОХИМ (ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Дискретность установки дозы, мкл	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %, ±	Наконечники
ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10	■	0,1	1-10	±2,5.....1	1,5.....0,8	10, 20 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10-A	■	0,1	1-10	±2,5.....1	1,5.....0,8	
ЭКОХИМ-ОП-1-2-20	■	0,1	2,0 – 20,0	±2.....1,8	0,8.....0,6	
ЭКОХИМ-ОП-1-2-20-A	■	0,1	2,0 – 20,0	±2.....1,8	0,8.....0,6	
ЭКОХИМ-ОП-1-5-50	■	0,5	5,0 – 50,0	±2.....0,6	2.....0,3	300, 350 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-5-50-A	■	0,5	5,0 – 50,0	±2.....0,6	2.....0,3	
ЭКОХИМ-ОП-1-10-100	■	0,5	10,0 – 100,0	±3.....0,8	1,5.....0,15	
ЭКОХИМ-ОП-1-10-100-A	■	0,5	10,0 – 100,0	±3.....0,8	1,5.....0,15	
ЭКОХИМ-ОП-1-20-200	■	1,0	20,0 – 200,0	±0,6.....0,5	0,6.....0,15	1000 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-20-200-A	■	1,0	20,0 – 200,0	±0,6.....0,5	0,6.....0,15	
ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000	■	5,0	100,0 – 1000,0	±2.....0,6	0,7.....0,2	
ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000-A	■	5,0	100,0 – 1000,0	±2.....0,6	0,7.....0,2	
ЭКОХИМ-ОП-1-500-5000	■	50,0	500,0 – 5000,0	±0,7.....0,5	0,3.....0,15	5000 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-500-5000-A	■	50,0	500,0 – 5000,0	±0,7.....0,5	0,3.....0,15	
ЭКОХИМ-ОП-1-1000-10000	■	100,0	1000,0 – 10000,0	±3.....0,6	0,6.....0,2	10000 мкл
ЭКОХИМ-ОП-1-1000-10000-A	■	100,0	1000,0 – 10000,0	±3.....0,6	0,6.....0,2	

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЁМА ЭКОХИМ (ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Название дозатора	Цвет	Тестируемый объём, мкл	Точность, %, ±	СКО, %, ±	Наконечники
ЭКОХИМ-ОФ-1-5	■	5,0	± 1,3	1,2	300, 350 мкл
ЭКОХИМ-ОФ-1-5-A	■	5,0	± 1,3	1,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-10	■	10,0	± 0,8	0,8	
ЭКОХИМ-ОФ-1-10-A	■	10,0	± 0,8	0,8	
ЭКОХИМ-ОФ-1-20	■	20,0	± 0,6	0,5	
ЭКОХИМ-ОФ-1-20-A	■	20,0	± 0,6	0,5	
ЭКОХИМ-ОФ-1-25	■	25,0	± 0,5	0,3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-25-A	■	25,0	± 0,5	0,3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-50	■	50,0	± 0,5	0,3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-50-A	■	50,0	± 0,5	0,3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-100	■	100,0	± 0,5	0,3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-100-A	■	100,0	± 0,5	0,3	
ЭКОХИМ-ОФ-1-200	■	200,0	± 0,4	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-200-A	■	200,0	± 0,4	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-250	■	250,0	± 0,4	0,2	1000 мкл
ЭКОХИМ-ОФ-1-250-A	■	250,0	± 0,4	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-500	■	500,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-500-A	■	500,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-1000	■	1000,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-1000-A	■	1000,0	± 0,3	0,2	5000 мкл
ЭКОХИМ-ОФ-1-2000	■	2000,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-2000-A	■	2000,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-5000	■	5000,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-5000-A	■	5000,0	± 0,3	0,2	
ЭКОХИМ-ОФ-1-10000	■	10000,0	± 0,6	0,2	10000 мкл
ЭКОХИМ-ОФ-1-10000-A	■	10000,0	± 0,6	0,2	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> | | эл. почта: emc@nt-rt.ru