

Лабораторная мебель ЭКОЛОГИЯ

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ЭКОЛОГИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ





СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ

Предназначены для организации рабочих мест в лаборатории, для размещения приборов и оборудования при проведении физических и химических исследований. Выдерживает распределительную нагрузку на столешницу до 300 кг. Ширина столешницы может быть увеличена до 850 мм для возможности установки полки на поверхности стола.

Могут комплектоваться технологической приставкой, технологической приставкой со вторым столом, для образования островного стола, а также полками, подкатными тумбами. Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, а также для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляются в разобранном виде.

Дополнительно могут быть укомплектованы обшивкой на задней части (1114×400×20 мм).



Столы приборные упрощенные 1500×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0496.00.04	Стол приборный упрощенный 1500×600×850 Л Б	Ламинат белый	33
56.0496.00.14	Стол приборный упрощенный 1500×600×850 ЛС	Ламинат серый	33
56.0496.00.08	Стол приборный упрощенный 1500×600×850 LG	Labgrade	39
56.0496.00.18	Стол приборный упрощенный 1500×600×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	36
56.0496.00.13	Стол приборный упрощенный 1500×600×850 КГ	Керамогранит	46
56.0496.00.03	Стол приборный упрощенный 1500×600×850 КЕ	Керамика	46



Столы приборные упрощенные 1500×850×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0496.01.04	Стол приборный упрощенный 1500×850×850 Л Б	Ламинат белый	40
56.0496.01.14	Стол приборный упрощенный 1500×850×850 ЛС	Ламинат серый	40
56.0496.01.03	Стол приборный упрощенный 1500×850×850 КЕ	Labgrade	53
56.0496.01.13	Стол приборный упрощенный 1500×850×850 КГ	Labgrade-лайт	53
56.0496.01.08	Стол приборный упрощенный 1500×850×850 LG	Керамогранит	48
56.0496.01.18	Стол приборный упрощенный 1500×850×850 LG-лайт	Керамика	43



Стандартная комплектация:

сборный каркас, столешница, без ящиков и розеток.
Возможность установки полки на рабочую поверхность.

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ



Лампа с розетками



Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0486.00.04	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 ЛБ	Ламинат белый	43
56.0486.00.14	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 ЛС	Ламинат серый	43
56.0486.00.08	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 LG	Labgrade	49
56.0486.00.18	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	46
56.0486.00.13	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 КГ	Керамогранит	50
56.0486.00.03	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 КЕ	Керамика	50
XX XXX XX XX-01	Поставляется в собранном виде		

Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м

Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0486.01.04	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 ЛБ	Ламинат белый	50
56.0486.01.14	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 ЛС	Ламинат серый	50
56.0486.01.08	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 LG	Labgrade	58
56.0486.01.18	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	58
56.0486.01.13	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 КГ	Керамогранит	53
56.0486.01.03	Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 КЕ	Керамика	63
XX XXX XX XX-01	Поставляется в собранном виде		

Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м. Возможность установки полки на рабочую поверхность.



ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ СЕРИИ
«ЭКОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЯ®

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ



Розетки с заземлением



Полиэтиленовые ролики



Выдвижная полочка



Стол приборный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2 розетками 1500×850×1300

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0486.11.04	Стол приборный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 ЛБ	Ламинат белый	57
56.0486.11.14	Стол приборный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 ЛС	Ламинат серый	57
56.0486.11.08	Стол приборный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 LG	Labgrade	65
56.0486.11.18	Стол приборный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 LG-лайт	Labgrade-лайт	60
56.0486.11.03	Стол приборный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 KE	Керамика	70
XX XXX XX XX-01	Поставляется в собранном виде		



Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м, полка со светильником с 2-мя розетками.

Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0490.00.04	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 Л Б	Ламинат белый	46
56.0490.00.14	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 ЛС	Ламинат серый	46
56.0490.00.08	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 LG	Labgrade	52
56.0490.00.18	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	49
56.0490.00.13	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 КГ	Керамогранит	55
56.0490.00.03	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×600×850 KE	Керамика	55
XX XXX XX XX-01	Поставляется в собранном виде		



Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м. Возможность установки полки на рабочую поверхность.

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ



Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0490.01.04	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 Л Б	Ламинат белый	53
56.0490.01.14	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 ЛС	Ламинат серый	53
56.0490.01.08	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 ЛГ	Labgrade	61
56.0490.01.18	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 ЛГ-лайт	Labgrade-лайт	56
56.0490.01.13	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 КГ	Керамогранит	66
56.0490.01.03	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками и электрикой 1500×850×850 КЕ	Керамика	66
XX XXX XX XX-01	Доставляется в собранном виде		

Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м

Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2 розетками 1500×850×1300



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0490.11.04	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками, электрикой и полка со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 ЛБ	Ламинат белый	60
56.0490.11.14	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками, электрикой и полка со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 ЛС	Ламинат серый	60
56.0490.11.08	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками, электрикой и полка со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 ЛГ	Labgrade	68
56.0490.11.18	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками, электрикой и полка со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 ЛГ-лайт	Labgrade-лайт	63
56.0490.11.03	Стол приборный с выдвижным столиком, 2 ящиками, электрикой и полка со светильником с 2-мя розетками 1500×850×1300 КЕ	Керамика	73
XX XXX XX XX-01	Поставляется в собранном виде		

Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м, полка со светильником с 2 розетками. Возможность установки полки на рабочую поверхность.



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Предназначены для организации рабочих мест в лаборатории, для размещения приборов и оборудования при проведении физических и химических исследований. Выдерживает распределительную нагрузку на столешницу до 300 кг.

Может комплектоваться технологической приставкой, технологической приставкой со

вторым столом, для образования островного стола, а также подкатными тумбами. Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости.

Поставляются в разобранном виде. Обшивка (1114×400×20 мм) заказывается отдельно.

Столы лабораторные упрощенные 1200×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0493.00.04	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 ЛБ	Ламинат белый	29
56.0493.00.14	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 J1C	Ламинат серый	29
56.0493.00.08	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 LG	Labgrade	34
56.0493.00.18	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	32
56.0493.00.02	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 D	Durcon	39
56.0493.00.12	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 D с бортиком	Durcon	41
56.0493.00.06	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 HC	Нержавеющая сталь	29
56.0493.00.13	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 КГ	Керамогранит	37
56.0493.00.03	Стол лабораторный упрощенный 1200×600×850 KE	Керамика	37

Стандартная комплектация:

сборный каркас без ящиков и розеток, столешница.



Столы лабораторные упрощенные 1200×850×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0493.01.04	Стол лабораторный упрощенный 1200×850×850 ЛБ	Ламинат белый	35
56.0493.01.14	Стол лабораторный упрощенный 1200×850×850 ЛС	Ламинат серый	35
56.0493.01.08	Стол лабораторный упрощенный 1200×850×850 LG	Labgrade	42
56.0493.01.18	Стол лабораторный упрощенный 1200×850×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	38
56.0493.01.13	Стол лабораторный упрощенный 1200×850×850 КГ	Керамогранит	46
56.0493.01.03	Стол лабораторный упрощенный 1200×850×850 KE	Керамика	46

Стандартная комплектация:

сборный каркас без ящиков и розеток, столешница.



Столы лабораторные с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0487.00.04	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 ЛБ	Ламинат белый	39
56.0487.00.14	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 ЛС	Ламинат серый	39
56.0487.00.08	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 LG	Labgrade	44
56.0487.00.18	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	42
56.0487.00.02	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 D	Durcon	47
56.0487.00.12	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 D с бортиком	Durcon	49
56.0487.00.06	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 HC	Нержавеющая сталь	39
56.0487.00.13	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 КГ	Керамогранит	47
56.0487.00.03	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×600×850 KE	Керамика	47
XXXXXXX-01	Поставляется в разобранном виде		

Стандартная комплектация:

сборный каркас, столешница, 2 ящика, 2 розетки, автомат отключения, шнур с вилкой.



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Столы лабораторные упрощенные с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0487.01.04	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850 ЛБ	Ламинат белый	45
56.0487.01.14	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850 ЛС	Ламинат серый	45
56.0487.01.08	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850 LG	Labgrade	52
56.0487.01.18	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	48
56.0487.01.13	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850 КГ	Керамогранит	56
56.0487.01.03	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой 1200×850×850 КЕ	Керамика	56
XXXXXXXX-01	Поставляется в собранном виде		

Стандартная комплектация:

сборный каркас, столешница, 2 ящика, 2 розетки, автомат отключения, шнур с вилкой.



ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ СЕРИИ
«ЭКОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЯ®

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Столы лабораторные с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2 розетками

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0487.11.04	Стол лабораторный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1200×850×1300 ЛБ	Ламинат белый	51
56.0487.11.14	Стол лабораторный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1200×850×1300 ЛС	Ламинат серый	51
56.0487.11.08	Стол лабораторный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1200×850×1300 LG	Labgrade	58
56.0487.11.18	Стол лабораторный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1200×850×1300 LG-лайт	Labgrade-лайт	54
56.0487.11.03	Стол лабораторный с 2 ящиками, электрикой и полкой со светильником с 2-мя розетками 1200×850×1300 KE	Керамика	62
XXXXXXXX-01	Поставляется в собранном виде		



Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м, полка со светильником с 2-мя розетками.

Столы лабораторные с 2 ящиками и электрикой (усиленные), распределительная нагрузка до 450 кг

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0591.01.04	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой (усиленный) 1200×850×850 ЛБ	Ламинат белый	47
56.0591.01.14	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой (усиленный) 1200×850×850 ЛС	Ламинат серый	47
56.0591.01.08	Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой (усиленный) 1200×850×850 LG	Labgrade	55
XXXXXXXX-01	Поставляется в собранном виде		



Стандартная комплектация:

2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенные розетки, автомат отключения питания 10 А, шнур с вилкой (с заземлением) длиной 2 м.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ


Предназначены для создания столов пристенных и островных с помощью столов лабораторных. Используются как правило, для комплектации физических столов. Выдерживают распределительную нагрузку до 30 кг. В комплекте имеют полку со светильником с 2 розетками.

Стандартно выпускаются высотой 1300 мм (вместе с полкой), с шириной рабочей поверхности 250 мм, длиной 1200 мм и высотой рабочей поверхности 850 мм. Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости.


С подводом воды поставляются в собранном виде, без подвода воды в собранном или разобранном виде. Дополнительно, по желанию заказчика, могут быть укомплектованы обшивкой на задней части (1114×400×20 мм).



Технологические приставки без воды



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0492.10.04	Технологическая приставка без воды 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками ЛБ	Ламинат белый	26
56.0492.10.14	Технологическая приставка без воды 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками ЛС	Ламинат серый	26
56.0492.10.08	Технологическая приставка без воды 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками ЛГ	Labgrade	29
56.0492.10.02	Технологическая приставка без воды 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками Д	Durcon	31
56.0492.10.06	Технологическая приставка без воды 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками НС	Нержавеющая сталь	26



Технологические приставки с водой

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0492.11.08-01	Технологическая приставка с водой 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками ЛГ	Labgrade	31
56.0492.11.02-01	Технологическая приставка с водой 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками Д краны tof	Durcon	34
56.0492.11.06-01	Технологическая приставка с водой 1200×250×1300 и полка со светильником с 2-мя розетками НС	Нержавеющая сталь	28

Основание поставляется в собранном виде.
Полка к столу поставляется в разобранном виде.
Водоарматура устанавливается заказчиком.



СТОЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ



Столы письменные

Предназначены для обработки результатов лабораторных исследований. Стандартно столы выпускаются высотой 750 мм, с шириной столешницы 600 мм.

Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляются в разобранном виде.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0501.00.04	Стол письменный 1200×600×750 ЛБ	Ламинат белый	29
56.0501.00.14	Стол письменный 1200×600×750 ЛС	Ламинат серый	29
56.0501.00.08	Стол письменный 1200×600×750 ЛГ	Labgrade	36



Столы компьютерные

Предназначены для организации рабочего места оператора ПК. Конструкция стола включает в себя подставку под системный блок и выдвижную полочку для клавиатуры.

Стандартно выпускаются высотой 750 мм, с шириной столешницы 600 мм. Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляются в разобранном виде.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0526.00.04	Стол компьютерный 850×600×750 ЛБ	Ламинат белый	30
56.0526.00.14	Стол компьютерный 850×600×750 ЛС	Ламинат серый	30
56.0526.00.08	Стол компьютерный 850×600×750 ЛГ	Labgrade	35



Столы подкатные

Предназначены для перевозки и хранения расходного и вспомогательного материала. Установлен столик на колесные опоры.

Поставляются как в собранном, так и в разобранном виде.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0527.00.04	Стол подкатной 600×550×640 ЛБ	Ламинат белый	15
56.0527.00.14	Стол подкатной 600×550×640 ЛС	Ламинат серый	15
56.0527.00.08	Стол подкатной 600×550×640 ЛГ	Labgrade	17
56.0527.00.00	Стол подкатной 600×550×640 СТ	Сталь	13
XXXXXXXX-01	Поставляется в собранном виде		



СТОЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ



Стол-приставки

Предназначены для организации дополнительной поверхности к столам лабораторным и приборным, размещения расходного и вспомогательного материалов. Стандартно выпускаются высотой 850 мм. Устанавлива-

ются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляются в разобранном виде.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0494.00.04	Стол-приставка 600×600×850 ЛБ	Ламинат белый	17
56.0494.00.14	Стол-приставка 600×600×850 ЛС	Ламинат серый	17
56.0494.00.08	Стол-приставка 600×600×850 LG	Labgrade	20
56.0494.00.18	Стол-приставка 600×600×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	19
56.0494.00.13	Стол-приставка 600×600×850 КГ	Керамогранит	21
56.0494.00.03	Стол-приставка 600×600×850 КЕ	Керамика	21

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0494.01.04	Стол-приставка 600×850×850 ЛБ	Ламинат белый	20
56.0494.01.14	Стол-приставка 600×850×850 ЛС	Ламинат серый	20
56.0494.01.08	Стол-приставка 600×850×850 LG	Labgrade	24
56.0494.01.18	Стол-приставка 600×850×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	22
56.0494.01.13	Стол-приставка 600×850×850 КГ	Керамогранит	26
56.0494.01.03	Стол-приставка 600×850×850 КЕ	Керамика	26

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0495.01.04	Стол-приставка 850×850×850 ЛБ	Ламинат белый	26
56.0495.01.14	Стол-приставка 850×850×850 ЛС	Ламинат серый	26
56.0495.01.08	Стол-приставка 850×850×850 LG	Labgrade	31
56.0495.01.18	Стол-приставка 850×850×850 LG-лайт	Labgrade-лайт	29
56.0495.01.13	Стол-приставка 850×850×850 КГ	Керамогранит	33
56.0495.01.03	Стол-приставка 850×850×850 КЕ	Керамика	33



СТОЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ



Столы весовые

Столы для весов предназначены для устранения воздействия вибрации и обеспечения воспроизводимости результатов взвешивания на аналитических и технических весах.

Основу стола составляет сварной усиленный каркас на основе трубы квадратного и прямоугольного сечения, покрытый эпоксиполиэфирной краской, подвергнутой высокотемпературной закалке. В качестве столешницы стола для весов служит гранитная плита размерами 630×450 и толщиной 60 мм, установленная на четырех демпферах, закрепленных в ножках рамы.

Стандартно столы выпускаются высотой 750 мм и 900 мм. Так же столы для весов выпускаются в комплекте с приставками. В этом случае основной весовой стол вставляется в стол-приставку.

Столы весовые с приставками предназначены для увеличения рабочей площади стола для весов и размещения на них дополнительного весового оборудования. В изготовлении поверхности столов-приставок может быть использован как ламинат, так и Labgrade.

Столы с приставками оборудованы одним выдвижным ящиком для хранения оборудования. Столы устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости.

Столы для весов малые поставляются в собранном виде. Гранитная плита упаковывается отдельно. Столы-приставки поставляются в разобранном виде.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0226.00.09-01	Стол для весов малый 630×450×750 ГР	Гранит	65
56.0226.03.09-01	Стол для весов малый 630×450×900 ГР	Гранит	69



СТОЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Стол�ы весовые



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0369.00.09-01	Стол для весов малый с выдвижной полной 630×450×750 ГР Цвет каркаса белый	Гранит	68
56.0369.03.09-01	Стол для весов малый с выдвижной полкой 630×450×900 ГР Цвет каркаса белый	Гранит	72



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0498.00.04	Стол для весов с приставкой 1200×600×750 ЛБ	Гранит + Ламинат белый	30+65
56.0498.00.14	Стол для весов с приставкой 1200×600×750 ЛС	Гранит + Ламинат серый	30+65
56.0498.00.08	Стол для весов с приставкой 1200×600×750 LG	Гранит + Labgrade	35+65



Стол для гидростатического взвешивания

Предназначен для размещения оборудования необходимого для проведения гидростатического взвешивания. Устанавливается на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляется в разобранном виде.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0047.00.03	Стол для гидростатического взвешивания 610×610×1200 КЕ	Керамика	21



ПОЛКИ

Полки предназначены для увеличения рабочей поверхности столов лабораторных и приборных и размещения на них дополнительного оборудования. Сварной, сборно-разборный каркас покрыт эпоксиполиэфирной краской, подвергнутой высокотемпературной закалке. Поставляются в разобранном виде.

По отдельному заказу нижняя полка может быть укомплектована светильником с двумя розетками.

Полки для стола


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0503.00.00	Полка для стола нижняя 1500×250×450	Сталь	7
56.0504.00.00	Полка для стола нижняя 1200×250×450	Сталь	6
56.0508.00.00	Полка для стола верхняя 1500×250×350	Сталь	7
56.0509.00.00	Полка для стола верхняя 1200×250×350	Сталь	6

Стандартная комплектация:
Поставляется в разобранном виде.




Полки для стола с 6 розетками

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0505.00.00	Полка для стола с 6 розетками (стойка) 1500×690	Сталь	6
56.0506.00.00	Полка для стола с 6 розетками (стойка) 1200×690	Сталь	5




Полки книжные настольные (Мебель общего назначения)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0130.01.00-01	Полка книжная настольная 1200×340×400 белая	Сталь	29
56.0542.01.00-01	Полка книжная настольная 1500×340×400 белая	Сталь	36



Панели

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0513.00.00	Панель для нижних полок с розетками (4 шт.) 300×66×110	Сталь	2




ТИТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Установки титровальные предназначены для проведения работ, связанных с титрованием растворов, а также проведения качественного и количественного анализа в химических лабораториях. Стандартно выпускаются с высотой рабочей поверхности 850 мм, и высотой с экраном 1830 мм.

Состоит из стола и установленного на нем приставки титровальной. Рабочая поверхность изготавливается из керамики, Labgrade, эпоксидного композита DURCON. В нижней части под рабочей поверхностью может располагаться 1 большой или 2 маленьких выдвижных ящика для хранения бюреток. В верхней части на рабочей поверхности располагаются пять штанг с 10 зажимами для бюреток, за которыми установлен матовый экран подсвечиваемый четырьмя люминесцентными лампами. Каждая лампа имеет отдельный выключатель.

В комплекте: 4 люминесцентных светильника, 4 выключателя, 2 брызгозащищенные розетки, шнур с вилкой длиной 2 метра, автомат УЗО, 5 штативов, 10 зажимов. Выключатели и 2 брызгозащищенные розетки, автомат УЗО в целях безопасности и удобства вынесены на боковую панель.

Титровальная установка устанавливается на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляется в собранном виде.



Держатель
для пробирок из полипропилена

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0534.10.08-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 без ящиков стола LG	Labgrade	68
56.0534.10.02-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 без ящиков стола D	Durcon	74
56.0534.10.03-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 без ящиков стола KE	Керамика	72
56.0534.20.08-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 с 2 ящиками стола LG	Labgrade	78
56.0534.20.02-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 с 2 ящиками стола D	Durcon	84
56.0534.20.03-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 с 2 ящиками стола KE	Керамика	82
56.0534.30.08-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 с 1 широким ящиком LG	Labgrade	78
56.0534.30.02-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 с 1 широким ящиком D	Durcon	84
56.0534.30.03-01	Стенд титровальной установки 1200×640×1830 с 1 широким ящиком KE	Керамика	82



ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ СЕРИИ
«ЭКОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЯ®

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С ЯЩИКАМИ И ЭЛЕКТРИКОЙ



Тумбы предназначены для проведения физических и химических исследований с использованием приборов с электрическим питанием от сети переменного тока. Тумбы имеют выдвижные ящики, две розетки для подключения дополнительного электрооборудования и выключатель автоматический с номинальным током срабатывания 10 А.

На задней стенке тумб размещен сетевой кабель с вилкой длиной 2 м. Сварной, сборно-разборный каркас покрыт эпоксиполиэфирной краской, подвергнутой высокотемпературной закалке. Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляются в собранном виде.

Тумбы с электрикой 2 ящика + 4 широких ящика

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0488.00.04-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика ЛБ	Ламинат белый	87
56.0488.00.14-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика ЛС	Ламинат серый	87
56.0488.00.08-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика LG	Labgrade	92
56.0488.00.18-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика LG-лайт	Labgrade-лайт	90
56.0488.00.02-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика D	Durcon	97
56.0488.00.12-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика D с бортиком	Durcon	99
56.0488.00.06-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика НС	Нержавеющая сталь	87
56.0488.00.13-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика КГ	Керамогранит	95
56.0488.00.03-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 широких ящика КЕ	Керамика	95



ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С ЯЩИКАМИ И ЭЛЕКТРИКОЙ



Тумбы с электрикой 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0489.00.04-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика ЛБ	Ламинат белый	87
56.0489.00.14-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика ЛС	Ламинат серый	87
56.0489.00.08-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика LG	Labgrade	92
56.0489.00.18-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика LG-лайт	Labgrade-лайт	90
56.0489.00.02-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика D	Durcon	97
56.0489.00.12-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика D с бортиком	Durcon	99
56.0489.00.06-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика НС	Нержавеющая сталь	87
56.0489.00.13-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика КГ	Керамогранит	95
56.0489.00.03-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 4 ящика КЕ	Керамика	95

Тумбы с электрикой 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0489.10.04-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой ЛБ	Ламинат белый	94
56.0489.10.14-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой ЛС	Ламинат серый	94
56.0489.10.08-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой LG	Labgrade	99
56.0489.10.18-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой LG-лайт	Labgrade-лайт	97
56.0489.10.02-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой D	Durcon	104
56.0489.10.12-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой D с бортиком	Durcon	106
56.0489.10.06-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой НС	Нержавеющая сталь	94
56.0489.10.13-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой КГ	Керамогранит	102
56.0489.10.03-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой КЕ	Керамика	102



ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ СЕРИИ
«ЭКОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЯ®

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С ЯЩИКАМИ И ЭЛЕКТРИКОЙ



Тумбы с электрикой 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0489.20.04-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика ЛБ	Ламинат белый	91
56.0489.20.14-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика ЛС	Ламинат серый	91
56.0489.20.08-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика LG	Labgrade	96
56.0489.20.18-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика LG-лайт	Labgrade-лайт	94
56.0489.20.02-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика D	Durcon	101
56.0489.20.12-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика D с бортиком	Durcon	103
56.0489.20.06-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика НС	Нержавеющая сталь	91
56.0489.20.13-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика КГ	Керамогранит	99
56.0489.20.03-01	Тумба с электрикой 1200×600×850 2 ящика + 2 ящика + 2 ящика КЕ	Керамика	99



СТОЛЫ-МОЙКИ


Столы-мойки предназначены для мытья лабораторной посуды, работы с водой и слива отработанных реактивов в химических лабораториях. Представляют собой прочную металлическую сварную конструкцию, покрытую эпоксиполиэфирной порошковой краской, подвергнутой высокотемпературной закалке.

Оборудованы нижними тумбами с распашными дверцами. Выполняются как в комплекте с сушилкой для посуды, так и без нее. Раковины изготавливаются из монолитных поверхностей с чашами, и могут быть выполнены из нержавеющей стали, стеклопластика, эпоксидного композита DURCON.

В комплекте 1 – 2 смесителя горячей/холодной воды, сифон одинарный или двойной (в зависимости от количества моек), адаптер гибкий диаметром 40 мм, гибкие подводки воды.

В лабораториях, где применяются агрессивные жидкости на столы-мойки по требованию заказчика устанавливаются специализированные смесители TOF. Столы-мойки устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, а также для выравнивания мебели в одной плоскости.

Раковины из композита на основе эпоксидных смол рекомендуются для эксплуатации с использованием агрессивных жидкостей и высоких температур. Раковины из нержавеющей стали не рекомендуются для эксплуатации с использованием концентрированных кислот, раствора соляной кислоты.



Столы-мойки 500×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0532.00.06-01	Стол-мойка 500×600×850 НС	Нержавеющая сталь	20
56.0532.00.01-01	Стол-мойка 500×600×850 СП	Стеклопластик	26
56.0532.00.02-01 Т	Стол-мойка 500×600×850 D смеситель tof	Durcon	41

Столы-мойки с сушилкой 500×750×1400

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0532.10.06-01	Стол-мойка с сушилкой 500×750×1400 НС	Нержавеющая сталь	27
56.0532.10.01-01	Стол-мойка с сушилкой 500×750×1400 СП	Стеклопластик	33
56.0532.10.02-01 Т	Стол-мойка с сушилкой 500×750×1400 D смеситель tof	Durcon	48



ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ СЕРИИ
«ЭКОЛОГИЯ»


ЭКОЛОГИЯ®

СТОЛЫ-МОЙКИ




Стол-мойка с двумя раковинами 800×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0406.00.06-01	Стол мойка 800×600×850 НС с двумя раковинами, смеситель	Нержавеющая сталь	65




Стол-мойки 1200×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0533.00.06-01	Стол-мойка 1200×600×850 НС раковина слева	Нержавеющая сталь	85
56.0533.01.06-01	Стол-мойка 1200×600×850 НС раковина справа	Нержавеющая сталь	85




Стол-мойки с двумя раковинами 1200×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0533.10.06-01	Стол-мойка 1200×600×850 НС раковины слева	Нержавеющая сталь	85
56.0533.11.06-01	Стол-мойка 1200×600×850 НС раковины справа	Нержавеющая сталь	85




СТОЛЫ-МОЙКИ




Столы-мойки с одной раковиной 1200×600×850

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0533.00.01-01	Стол-мойка 1200×600×850 СП раковина слева	Стеклопластик	80
56.0533.01.01-01	Стол-мойка 1200×600×850 СП раковина справа	Стеклопластик	80
56.0533.00.02-01 Т	Стол-мойка 1200×600×850 DURCON с одной раковиной, смеситель tof	Durcon	100



Столы-мойки 1200×600×850 с 2 раковинами и 1 смесителем

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0533.10.02-01 Т	Стол-мойка двойная 1200×600×850 DURCON с двумя раковинами, смеситель tof	Durcon	100
56.0533.10.01-01	Стол-мойка двойная 1200×600×850 СП с двумя раковинами	Стеклопластик	80



Столы-мойки 1200×600×850 с 2 раковинами и 2 смесителями

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0533.11.02-01 Т	Стол-мойка двойная 1200×600×850 DURCON с двумя раковинами и двумя смесителями tof	Durcon	100
56.0533.11.01-01	Стол-мойка двойная 1200×600×850 СП с двумя раковинами и двумя смесителями	Стеклопластик	81



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ БЕЗ ПОДВОДА ВОДЫ



Предназначены для проведения работ по органическому синтезу и с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами.


Шкафы оборудованы ударостойкими подъемными экранами из стекла «триплекс» с максимальной высотой подъема экрана 650 мм, вытяжкой из нижних тумб. Устанавливаются на регулируемые опоры.



Светильник взрывобезопасный (ВЗБ)

Шкафы вытяжные без воды с электрикой


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.02.03-01	Шкаф вытяжной вытяжной без воды с электрикой 1500×750×2250 KE	Керамика	350
56.0500.00.02-01	Шкаф вытяжной вытяжной без воды с электрикой 1500×750×2250 D	DURCON	355
56.0500.01.08-01	Шкаф вытяжной вытяжной без воды с электрикой 1500×750×2250 LG	Labgrade	350
56.0500.03.06-01	Шкаф вытяжной вытяжной без воды с электрикой 1500×750×2250 HC	Нержавеющая сталь	345



Шкафы вытяжные без воды с ВЗБ электрикой

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.09.03-01	Шкаф вытяжной без воды с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 KE	Керамика	350
56.0500.11.02-01	Шкаф вытяжной без воды с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 DURCON	DURCON	355
56.0500.08.08-01	Шкаф вытяжной без воды с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 LG	Labgrade	350
56.0500.10.06-01	Шкаф вытяжной без воды с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 HC	Нержавеющая сталь	345


У шкафов, оснащённых ВЗБ электрикой, на передней панели электрика отсутствует. Светильник располагается внутри камеры, а провод через штупцер выводится наружу.



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ С ПОДВОДОМ ВОДЫ

Предназначены для проведения работ по органическому синтезу и с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами.

Шкафы оборудованы ударостойкими подъемными экранами из стекла «триплекс» с максимальной высотой подъема 675 мм, вытяжкой из нижних тумб. Устанавливаются на регулируемые опоры.




Шкафы вытяжные с водой и электрикой

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.05.03-01	Шкаф вытяжной с водой с электрикой 1500×750×2250 КЕ	Керамика	350
56.0500.04.02-01 Т	Шкаф вытяжной с водой с электрикой 1500×750×2250 DURCON краны tof	DURCON	355
56.0500.06.08-01	Шкаф вытяжной с водой с электрикой 1500×750×2250 LG	Labgrade	350
56.0500.07.06-01	Шкаф вытяжной с водой с электрикой 1500×750×2250 НС	Нержавеющая сталь	345

Шкафы вытяжные с водой и ВЗБ электрикой

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.14.03-01	Шкаф вытяжной с водой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 КЕ	Керамика	350
56.0500.13.02-01 Т	Шкаф вытяжной с водой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 DURCON краны tof	DURCON	355
56.0500.15.08-01	Шкаф вытяжной с водой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 LG	Labgrade	350
56.0500.12.06-01	Шкаф вытяжной с водой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 НС	Нержавеющая сталь	345

У шкафов, оснащённых ВЗБ электрикой, на передней панели электрика отсутствует. Светильник располагается внутри камеры, а провод через штуцер выводится наружу.





ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ С МОЙКАМИ




Предназначены для мытья посуды и работы с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами.

Шкафы оборудованы ударостойкими подъемными экранами из стекла «триплекс» с максимальной высотой подъема 675 мм, вытяжкой из нижних тумб. Устанавливаются на регулируемые опоры.

Шкафы вытяжные с одной мойкой без электрики

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.23.06-01	Шкаф вытяжной с одной мойкой без электрики 1500×750×2250 НС	Нержавеющая сталь	350
56.0500.22.02-01 Т	Шкаф вытяжной с одной мойкой без электрики 1500×750×2250 DURCON смеситель tof	DURCON	355


В шкафах с мойками не предусмотрены светильник и электрика.
В шкафах, оснащённых ВЗБ электрикой, светильник располагается внутри камеры, а провод через штуцер выводится наружу.




Шкафы вытяжные с двойной мойкой без электрики

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.21.06-01	Шкаф вытяжной с двойной мойкой без электрики 1500×750×2250 НС	Керамика	345
56.0500.20.02-01 Т	Шкаф вытяжной с двойной мойкой без электрики 1500×750×2250 DURCON смеситель tof	DURCON	355

В шкафах с мойками не предусмотрены светильник и электрика.
В шкафах, оснащённых ВЗБ электрикой, светильник располагается внутри камеры, а провод через штуцер выводится наружу.



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ С МОЙКАМИ



Шкафы вытяжные с одной мойкой с ВЗБ электрикой


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.18.02-01 Т	Шкаф вытяжной с одной мойкой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 DURCON смеситель tof	DURCON	355
56.0500.19.06-01	Шкаф вытяжной с одной мойкой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 НС	Нержавеющая сталь	345

В шкафах с мойками не предусмотрены светильник и электрика.
В шкафах, оснащённых ВЗБ электрикой, светильник располагается внутри камеры, а провод через штуцер выводится наружу.

Шкафы вытяжные с двойной мойкой с ВЗБ электрикой

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0500.17.02-01 Т	Шкаф вытяжной с двойной мойкой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 DURCON смеситель tof	DURCON	355
56.0500.16.06-01	Шкаф вытяжной с двойной мойкой с ВЗБ электрикой 1500×750×2250 НС	Нержавеющая сталь	345

В шкафах с мойками не предусмотрены светильник и электрика.
В шкафах, оснащённых ВЗБ электрикой, светильник располагается внутри камеры, а провод через штуцер выводится наружу.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> | эл. почта: emc@nt-rt.ru