

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ



Магнитные мешалки

Магнитная мешалка ПЭ-6100 Кат. номер: 1.75.45.0010

Описание



Назначение: перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря. Корпус мешалки выполнен из полипропилена. Якорь - из феррита в оболочке из полипропилена (d7x24 мм).

Технические характеристики

Максимальный перемешиваемый объем, мл	1000
Диапазон частоты вращения якоря, об./мин	120-1500
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2
Питание от сети переменного тока (50/60 Гц), В	220 ± 10
Габаритные размеры, мм	105x105x53
Масса, кг	0,5

Магнитная мешалка ПЭ-6110 с подогревом Кат. номер: 1.75.45.0020

Описание



Назначение: перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря. Корпус мешалки выполнен из полипропилена. Якорь - из феррита в оболочке из полипропилена (d7x24 мм).

Технические характеристики

Максимальный перемешиваемый объем, мл	1000
Максимальная температура поверхности нагревателя, °C	120
Диапазон частоты вращения якоря, об./мин	120-1500
Мощность нагревателя, Вт	40
Максимальная потребляемая мощность, Вт	42
Питание от сети переменного тока (50/60 Гц), В	220 ± 10
Габаритные размеры, мм	105x105x55
Масса, кг	0,7

Магнитная мешалка ПЭ-0135 (ЭР-0135) Кат. номер: 1.75.45.0012

Описание



Мешалка предназначена для одновременного перемешивания жидкостей в нескольких сосудах или в одном сосуде в нескольких точках поверхности дна. Может использоваться в подготовке проб и проведении анализов в химических, биологических и других лабораториях и производствах. Представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитных якорей, помещённых в химические сосуды с жидкостями.

Технические характеристики

Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более, ВА	20
Диапазон скоростей вращения, об/мин	200-800
Габаритные размеры прибора, мм	260x350x40
Масса, кг, не более	6,5
Частота тока, Гц	50±1
Напряжение, В	187 - 242
Температура окружающего воздуха, °С	+15...+35
Относительная влажность, %	до 80

Магнитная мешалка ПЭ-0319 (ЭР-0319) Кат. номер: 1.75.45.0011

Описание



Назначение: перемешивание жидкостей с небольшими показателями вязкости с помощью вращающегося в магнитном поле якоря.

Технические характеристики

Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более, ВА	3
Диапазон частоты вращения якоря, об./мин	100-1200
Габаритные размеры прибора, мм	105x45
Масса, кг, не более	0,5
Частота тока, Гц	50±1
Напряжение, В	187 - 242
Температура окружающего воздуха, °С	+15...+35
Относительная влажность, %	до 80
Температура окружающего воздуха, °С	+15...+35

Магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная Кат. номер: 1.75.45.0025

Описание



Назначение: Перемешивание жидкостей одновременно в нескольких сосудах при помощи вращающихся в переменном магнитном поле якорей. Применение: медицинские и биохимические лаборатории; лаборатории предприятий пищевой пром-ти; агрохимические лаборатории; лаборатории предприятий-производителей минеральных удобрений; и др.

Технические характеристики

Страна-изготовитель	Россия
Режим работы	непрерывный
Максимальное время непрерывной работы, ч	8
Диапазон частоты вращения якоря, об./мин	200-800
Максимальная потребляемая мощность, Вт	20
Питание от сети переменного тока (50/60 Гц), В	220 ± 10

Мешалка магнитная ES-6120 с подогревом Кат. номер: 1.20.01.2010

Описание



Назначение: Нагрев и перемешивание различных жидкостей (проведение химических реакций, перегонки, титрования)
Особенности: -Функции нагрева и перемешивания можно использовать как одновременно, так и по отдельности. -Кислото- и щелочеустойчивое керамическое покрытие нагревательной платформы.

Технические характеристики

Макс.перемешиваемый объем, мл	2000
Рабочий диапазон температур, °C	50...320
Диапазон частоты вращения якоря, об./мин	100-1700
Размеры платформы	180x180 мм
Максимальная потребляемая мощность, Вт	550
Напряжение, В	220-230, 50/60 Гц
Масса, кг, не более	2,5

Мешалка магнитная 43.0135.00.00

Описание



Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов с небольшими показателями вязкости, при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, помещённого в химический сосуд с жидкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающего воздуха, °C	от +15 до +35
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°C, %	до 80
Напряжение питания переменного тока, В	от 187 до 242
Частота переменного тока, Гц	от 49 до 51
Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА	20
Диапазон скорости вращения якорей магнитных, об/мин	от 200 до 800
Габаритные размеры мешалки, мм	260 * 350 * 40
Масса не более, кг	6,5
Количество устанавливаемых химических сосудов, шт:	
150 мл	9
400 мл	5
1000 мл	4
5000 мл	1
Общая масса сосудов с жидкостями, устанавливаемых на мешалке не более, кг	10

Мешалка магнитная 43.0319.00.00

Описание



Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов с небольшими показателями вязкости, при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, помещённого в химический сосуд с жидкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающего воздуха, °C	от +15 до +35
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре C, %	+25 до 80%
Напряжение питания переменного тока, В	от 187 до 242
Частота переменного тока, Гц	от 49 до 51
Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА	3
Диапазон частоты вращения, об/мин	от 100 до 1200
Габаритные размеры мешалки, мм:	105*45
Масса не более, кг	0,5
Масса сосуда с жидкостью, устанавливаемого на мешалке, кг	до 1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru