

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru

Лабораторные шейкеры

Технические характеристики



■ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПЭ-6410 (ПЭ-0034), ПЭ-6300, ПЭ-6500

Назначение: Перемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл.

Особенности экстракторов:

- Модель ПЭ-6410 с возможностью подогрева;
- Модель ПЭ-6300 с возможностью подогрева;
- Модель ПЭ-6500 без подогрева.



ПЭ-6500



ПЭ-6300



ПЭ-6410
(ПЭ-0034)

Технические характеристики	ПЭ-6410 (ПЭ-0034)	ПЭ-6300	ПЭ-6500
Движение платформы	вращательное	вращательное	возвратно-поступательное
Регулируемая частота колебаний, кол/мин	0-200	0-250	2-350
Максимальное перемещение платформы, мм	20	10	10
Максимальная регулируемая температура нагрева платформы, °C	100	80	без подогрева
Вместимость платформы: Количество плоскодонных колб 1000 мл, шт.	4	2	2
Количество плоскодонных колб 500 мл, шт.	6	2	2
Количество плоскодонных колбы 100 мл, шт.	12	4	2
Количество делительных воронок 1000 мл, шт.	2	—	—
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	200	300	30
Питание от сети переменного тока, В	(50 Гц) - 220 ± 10 В		
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	390×460×245	360×270×180	360×270×120
Масса, кг	26	15	7

Перемешивающее устройство ПЭ-6410М (ПЭ-0034) многоместное с нагревом

Описание



Перемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогрева.

Технические характеристики:

- Температура окружающего воздуха, °C от +10 до +35
- Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°C, % до 80
- Напряжение питания переменного тока, В от 187 до 242
- Частота переменного тока, Гц от 49 до 51
- Максимальная частота горизонтального колебания платформы не менее, кол/мин 250
- Отклонение частоты колебания платформы от заданного значения не более, кол/мин 20
- Диапазон показаний секундомера от 0 до 99 мин59 с
- Количество десятичных разрядов индикатора отсчёта времени 4
- Количество десятичных разрядов индикатора частоты колебания платформы 3
- Дискретность показаний секундомера, с 1
- Дискретность установки частоты колебания платформы, кол/мин 10
- Размах колебаний платформы, мм до 22
- Диапазон установки интервала времени таймера от 1 с до 99 мин59 с
- Дискретность установки интервала времени таймера, с 1
- Максимальная температура нагрева подвижной платформы, °C 80
- Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА 200
- Габаритные размеры, мм 470 * 350 * 200
- Масса не более, кг 15
- Максимальное количество одновременно устанавливаемых однотипных сосудов:
 - колба плоскодонная 1000 мл, шт 6
 - колба плоскодонная 500 мл, шт 6
 - колба плоскодонная 100 мл, шт 12
 - воронка делительная 1000 мл, шт 2
- Общая масса одновременно устанавливаемых сосудов не более, кг: 6

Перемешивающее устройство ПЭ-6300М двухместное с нагревом

Описание

Назначение: перемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогрева.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение, В 220±10%
- Частота, Гц 50
- Максимальная мощность, Вт, не более 300
- Масса, кг, не более 15
- Габаритные размеры, мм
 - длина 360
 - ширина 270
 - высота 180
- Максимальная частота колебаний платформы, кол./мин 250
- Максимальное перемещение платформы, мм 25
- Максимальная температура нагрева платформы, °C 80
- Вместимость платформы
 - плоскодонные колбы 1000 мл, шт. 2
 - плоскодонные колбы 500 мл, шт. 2
 - плоскодонные колбы 100 мл, шт. 4
- Время непрерывной работы устройства при частоте колебаний платформы до 100 кол./мин., час, не менее 8
- Средний уровень шума, создаваемого при работе устройства на расстоянии 1 м от корпуса, дБ, не более 60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru