

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ КЮВЕТЫ



Кюветы (Россия)

Кювета стеклянная КФК 10мм Кат. номер: 1.10.30.10.0020

Описание



Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика). Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики

- Оптическое стекло (диапазон длин волн 325 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 10 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 24 x 40 мм.
- Толщина стекла - 3 мм

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет типа КФК

Кюветы стеклянные КФК 10 мм, Экрос поставляются по 4 шт. в футляре

Кювета кварцевая КФК 1мм

Описание



Кюветы кварцевые применяются для исследования различных жидкостей в фотометрах типа КФК. Для изготовления данных кювет применяется специальная технология спекания, что позволяет использовать их для работы с агрессивными реагентами, например, с кислотами (кроме плавиковой кислоты), щелочами, органическими растворителями. Кюветы изготавливаются из кварцевого стекла марки КВ.

Технические характеристики

Длина оптического пути	1 мм
Габаритные размеры	7x24x36 мм
Внутренние размеры	1x18x34 мм
Номинальный объем	0,45 мл

Основные особенности кювет:

- превосходная механическая прочность;
- абсолютная герметичность;
- длительная эксплуатация;
- отсутствие остаточных напряжений;
- исключительная точность изготовления;
- устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред;
- отличные спектральные характеристики.

Кювета стеклянная КФК 20мм Кат. номер: 1.10.30.10.0050

Описание



стеклянные кюветы КФК используются со спектрофотометрами серии УФ/ВИД (только с держателями для кювет КФК). Длина оптического пути кюветы 20 миллиметров. Изготавливаются по методу спекания, что делает их прочными и устойчивыми к большинству агрессивных жидкостей. Поставляются в футляре, в количестве 4 штуки.

- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.
- высокая устойчивость к химическим реактивам
 - дно без углов легко мыть

Технические характеристики

Материал	стекло
Диапазон длин волн, нм	325 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	20
Размеры ШхВ, миллиметров	24x40
Количество при поставке, штук	4

Кювета стеклянная КФК 3мм Кат. номер: 1.10.30.10.0060

Описание



Кювета стеклянная оптическая 3 мм необходима при работе с фотометрами, например, с фотометром КФК-3-01. При ее изготовлении используется оптическое бесцветное стекло К-8.

Особенности кюветы стеклянной:

- высокая прочность;
- отсутствие остаточных напряжений;
- герметичность;
- исключительная точность изготовления;
- устойчивость к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей;
- спектральный диапазон от 180 нм.

Технические характеристики

Длина оптического пути	3 мм
Спектральный диапазон	от 290 нм
Размер	40 (35) x 24 мм
Толщина стенки	3 мм

Кювета стеклянная КФК 30мм Кат. номер: 1.10.30.10.0070

Описание



Кювета стеклянная КФК 30 мм, Экрос обладает отличной прочностью и устойчива к большинству кислот, щелочей, органикеЮ благодаря методу спекания при изготовлении кювет. Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.
Подходят для использования с держателями для кювет КФК и эксплуатирования со спектрофотометрами УФ/ВИД.
Длина оптического пути кюветы 20 миллиметров.

Особенности:

- высокая устойчивость к химическим реактивам
- дно без углов легко мыть

Поставляются в футляре, в количестве 4 штуки.

Технические характеристики

Материал	стекло
Диапазон длин волн, нм	325 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	30
Размеры ШхВ, миллиметров	24x40
Количество при поставке, штук	4

Кювета стеклянная КФК 50мм Кат. номер: 1.10.30.10.0090

Описание



Стеклянные кюветы используются со спектрофотометрами серии УФ/ВИД (только с держателями для кювет КФК) и изготавливаются по методу спекания, что делает их прочными и устойчивыми к большинству агрессивных жидкостей. Длина оптического пути кюветы 50 миллиметров. Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы. Поставляются в футляре, в количестве 4 штуки.

Особенности:


- высокая устойчивость к химическим реактивам
- дно без углов легко мыть

Технические характеристики

Материал	стекло
Диапазон длин волн, нм	325 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	50
Размеры ШхВ, миллиметров	24x40
Количество при поставке, штук	4

Набор кювет для КФК №2 Кат. номер: 1.10.30.10.0091

Описание



Набор кювет оптических предназначен для фотометрирования в фотометрах, спектрофотометрах, колориметрах, флуориметрах, микроколориметрах, гемоглобинометрах и других приборах с кислотами, щелочами и органическими растворителями.

В технологическом процессе производства кювет используется метод спекания стекла, что делает возможным эксплуатацию кювет при работе с агрессивными реагентами.

Особенности оптических кювет:

- высокая механическая прочность;
- отсутствие остаточных напряжений;
- длительная эксплуатация без нарушения герметичности швов;
- устойчивость к растворам щелочей, кислот, органических растворителей, дезинфектантов;
- отличные спектральные характеристики.

Наборы поставляются в футлярах, выполненных из высококачественной полимерной пластмассы.

Характеристики набора кювет №2:

Рабочая длина кюветы, мм	5	10	20	30	50
Количество кювет в наборе, шт	3	3	3	3	3

КИ-28 двухсторонняя кювета измерительная с крышкой

Описание



Кювета измерительная КИ-28 предназначена для анализа жидких, твердых и порошкообразных проб. Кюветы с крышкой, могут использоваться в анализаторах ЭКРОС-7700, АСЭ-1, АСЭ-2.

Спецификация

Диаметр внешний, миллиметров	34
Диаметр внутренний, миллиметров	28
Высота, миллиметров	30
Количество	кратно количеству штук в упаковке (по 50 или 100 штук)

Кювета измерительная модернизированная удобна в разборке КИ-28М арт. 1.15.40.00101

Описание



Кювета измерительная КИ-28 предназначена для анализа жидких, твердых и порошкообразных проб.

Кюветы двухсторонние, с крышкой, могут использоваться в анализаторах АСЭ-1, АСЭ-2, АСВ-1

Спецификация

Диаметр внешний, миллиметров	34
Диаметр внутренний, миллиметров	28
Высота, миллиметров	30
Количество 1 упаковка	100 шт

Кювета измерительная для спектроскана-S КИ-32 Артикул: 1.15.40.0011

Описание



Кювета измерительная КИ-32 (кювета для Спектроскана-S) предназначена для анализа жидких, твердых и порошкообразных проб.

Кюветы двухсторонние, с крышкой, могут использоваться в анализаторах Спектроскана-S

Вес одной упаковки (100 кювет)-540 грамм; объем одной упаковки 30 см x 10 см x10 см=3000 см3

Спецификация

Диаметр внешний, миллиметров	32
Диаметр внутренний, миллиметров	25
Высота, миллиметров	22
Количество 1 упаковка	кратно количеству штук в упаковке (по 50 или 100 штук)

Набор кювет КФК стеклянных (10, 20, 30 мм) по 3 штуки Артикул: 1.10.30.40.1000

Описание



Набор стеклянных кювет КФК включает в себя по три кюветы с длиной оптического пути 10, 20, 30 миллиметров. Изготавливаются все кюветы по методу спекания, что делает их прочными и устойчивыми к большинству агрессивных жидкостей.

У каждой кюветы закругленное дно, что позволяет их легко устанавливать и мыть.

Особенности:

- высокая устойчивость к химическим реактивам
- дно без углов легко мыть


Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет типа КФК.

Спецификация

Материал	стекло
Диапазон длин волн, нм	325 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	10, 20, 30
Размеры ШхВ, миллиметров	24х40
Количество при поставке, штук	всех по 3
Вес упаковки, килограмм	0,6

Кювета стеклянная КФК 100 мм Артикул: 1.10.30.40.0024

Описание



Стеклянные кюветы производятся по методу спекания, что делает их прочными и устойчивыми к большинству агрессивных жидкостей.

Длина оптического пути кюветы 100 миллиметров.

Дно имеет закругленную форму, что позволяет его легко чистить.

Особенности:

- высокая устойчивость к хим. реактивам
- дно без углов легко мыть

Спецификация

Материал	стекло
Диапазон длин волн, нм	190 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	100
Размеры ШхВ, миллиметров	24х40
Количество при поставке, штук	1

Набор кювет КФК стеклянных (5, 10, 20, 30, 50, 100 мм) по 3 штуки Артикул: 1.10.30.40.1200

Описание



Кюветы предназначены для использования со спектрофотометрами УФ/ВИД (только с держателями для кювет типа КФК).
В набор входят кюветы с длиной оптического пути 5, 10, 20, 30, 50, 100 миллиметров, по 3 штуки.

У каждой кюветы закругленное дно, что позволяет их легко устанавливать и мыть.
Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).

- Особенности:**
- высокая устойчивость к химическим реактивам
 - дно без углов легко мыть

Спецификация

Материал	стекло
Диапазон длин волн, нм	325 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	5, 10, 20, 30, 50, 100
Размеры ШхВ, миллиметров	24x40
Количество при поставке, штук	всех по 3
Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, миллиметров	275x165x55
Вес упаковки, килограмм	1

СК-100 Кювета измерительная для анализатора Oxford Lab-X3500

Описание



Кювета предназначена для работы в различных лабораториях при выполнении фотометрии оптических жидкостей в фотометрах.

Экрос кварцевая кювета КФК с длиной оптического пути 5 мм Артикул: 1.10.30.40.0035

Описание



Кювета из кварца КФК Экрос с длиной оптического пути 5 миллиметров используется со всеми спектрофотометрами УФ/ВИД (только с держателями для кювет КФК)

Поставляются по 2 штуке в удобном футляре.

Особенности:

- высокая устойчивость к хим. реактивам
- дно без углов легко мыть

Спецификация

Материал	кварцевое стекло
Диапазон длин волн, нм	190 – 1100
Длина оптического пути, миллиметров	5
Размеры ШхВ, миллиметров	24x40
Количество при поставке, штук	2

Кювета стеклянная 5 мм Артикул: 1.10.30.40.0001

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- Наличие крышки в комплекте позволяет проводить анализ легколетучих растворов
- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:


- Оптическое стекло (диапазон длин волн 325 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 5 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5x45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5 мм

Кюветы стеклянные 5 мм, Экрос с крышкой поставляются по 4 шт. в футляре

Кювета стеклянная 10 мм Артикул: 1.10.30.40.0002

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- Наличие крышки в комплекте позволяет проводить анализ легколетучих растворов
- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Оптическое стекло (диапазон длин волн 325 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 10 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.
- Толщина стекла - 1 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5 мм

Кюветы стеклянные 10 мм, Экрос с крышкой поставляются по 4 шт. в футляре

Кювета стеклянная 20 мм Артикул: 1.10.30.40.0003

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Оптическое стекло (диапазон длин волн 325 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 20 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5 мм

Кюветы стеклянные 20 мм, Экрос поставляются по 4 шт. в футляре

Кювета стеклянная 30 мм Артикул: 1.10.30.40.0004

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Оптическое стекло (диапазон длин волн 325 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 30 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5 мм

Кюветы стеклянные 30 мм, Экрос поставляются по 4 шт. в футляре

Кювета стеклянная 50 мм Артикул: 1.10.30.40.0005

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:


- Оптическое стекло (диапазон длин волн 325 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 50 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5 мм

Кюветы стеклянные 50 мм, Экрос поставляются по 4 шт. в футляре

Кювета кварцевая 5 мм Артикул: 1.10.30.40.0015

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:


- Кварцевое стекло (диапазон длин волн 220 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 5 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5мм

Кварцевые кюветы «Экрос» с крышкой поставляются по 2 шт. в футляре

Кювета кварцевая 10 мм Артикул: 1.10.30.40.0014

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Кварцевое стекло (диапазон длин волн 220 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 10 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5мм

Кварцевые кюветы «Экрос» с крышкой поставляются по 2 шт. в футляре

Кювета кварцевая 20 мм Артикул: 1.10.30.40.0016

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Кварцевое стекло (диапазон длин волн 220 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 20 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5мм

Кварцевые кюветы «Экрос» с крышкой поставляются по 2 шт. в футляре

Кювета кварцевая 30 мм Артикул: 1.10.30.40.0017

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Кварцевое стекло (диапазон длин волн 220 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 30 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5мм

Кварцевые кюветы «Экрос» с крышкой поставляются по 2 шт. в футляре

Кювета кварцевая 50 мм Артикул: 1.10.30.40.0018

Описание



Преимущества кювет для фотометрии «ЭКРОС»:

- При одинаковой длине оптического пути кюветы «ЭКРОС» меньше по объему, чем кюветы КФК, следовательно уменьшается расход реактивов.
- Кюветы изготавливаются по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика).
- Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Технические характеристики:

- Кварцевое стекло (диапазон длин волн 220 – 1100 нм)
- Длина оптического пути: 50 мм.
- Габаритные размеры (ШхВ): 12,5х45 мм.

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5мм

Кварцевые кюветы «Экрос» с крышкой поставляются по 2 шт. в футляре

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru