

Мебель для учебных заведений ЭВРИКА

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> | эл. почта: emc@nt-rt.ru

ЭВРИКА®

МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ





МЕБЕЛЬ ДЛЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
«ЭВРИКА»

ЭВРИКА®

СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ

Предназначены для проведения занятий в кабинетах химии, физики, биологии. Устанавливаются на регулируемые опоры.



Столы ученические

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0217.00.04	Стол ученический 1200×600×760	Ламинат белый	40
56.0217.00.04-01	Стол ученический 1200×600×760	Ламинат белый	40
56.0217.00.14	Стол ученический 1200×600×760	Ламинат серый	40
56.0217.00.14-01	Стол ученический 1200×600×760	Ламинат серый	40



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0217.01.04	Стол ученический с бортиком 1200×600×760	Ламинат белый	44
56.0217.01.04-01	Стол ученический с бортиком 1200×600×760	Ламинат белый	44
56.0217.01.14	Стол ученический с бортиком 1200×600×760	Ламинат серый	44
56.0217.01.14-01	Стол ученический с бортиком 1200×600×760	Ламинат серый	44



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0217.02.04	Стол ученический с бортиком и розетками 1200×600×760	Ламинат белый	45
56.0217.02.04-01	Стол ученический с бортиком и розетками 1200×600×760	Ламинат белый	45
56.0217.02.14	Стол ученический с бортиком и розетками 1200×600×760	Ламинат серый	45
56.0217.02.14-01	Стол ученический с бортиком и розетками 1200×600×760	Ламинат серый	45



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0217.03.04	Стол ученический с перфорированным экраном и бортиками 1200×600×760	Ламинат белый	50
56.0217.03.14	Стол ученический с перфорированным экраном и бортиками 1200×600×760	Ламинат серый	50



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0440.00.18-01	Стол ученический с подводом воды 1200×600×760	Labgrade-лайт	52
56.0440.00.03-01	Стол ученический с подводом воды 1212×600×760	Керамика	55



СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0204.00.04-01	Стол ученический с выдвижным блоком 1200×600×760	Ламинат белый	50
56.0204.00.14-01	Стол ученический с выдвижным блоком 1200×600×760	Ламинат серый	50





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0214.01.04-01	Стол ученический с выдвижным блоком и розетками 1200×600×760	Ламинат белый	50
56.0214.01.14-01	Стол ученический с выдвижным блоком и розетками 1200×600×760	Ламинат серый	50

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0254.00.04-01	Стол ученический с откидной крышкой 1200×600×760	Ламинат белый	55
56.0254.00.14-01	Стол ученический с откидной крышкой 1200×600×760	Ламинат серый	55

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0254.01.14-01	Стол ученический с откидной крышкой и розетками 1200×600×760	Ламинат серый	55
56.0254.01.04-01	Стол ученический с откидной крышкой и розетками 1200×600×760	Ламинат белый	55

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0544.00.18	Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой 1500×750×760	Labgrade-лайт	57
56.0545.00.18-01	Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой 1500×750×760	Labgrade-лайт	57

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0544.00.18	Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой, подводом воды 1500×750×760	Labgrade-лайт	60
56.0544.00.18-01	Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой, подводом воды 1500×750×760	Labgrade-лайт	60





МЕБЕЛЬ ДЛЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
«ЭВРИКА»

ЭВРИКА®


СТОЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

Предназначены для проведения демонстративных опытов преподавателем, в кабинетах химии, физики. Устанавливаются на регулируемые опоры.




Столы демонстрационные


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0206.00.04-01	Стол демонстрационный 1200×750×900	Ламинат белый	57
56.0206.00.14-01	Стол демонстрационный 1200×750×900	Ламинат серый	57
56.0206.00.03-01	Стол демонстрационный 1212×750×900	Керамика	60
56.0206.00.18-01	Стол демонстрационный 1212×750×900	Labgrade-лайт	57




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0454.01.18-01	Стол демонстрационный с подводом воды 1200×750×900	Labgrade-лайт	47
56.0454.01.03-01	Стол демонстрационный с подводом воды 1200×750×900	Керамика	50







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0216.00.04	Стол демонстрационный 2400×750×900	Ламинат белый	120
56.0216.00.14	Стол демонстрационный 2400×750×900	Ламинат серый	120



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0216.01.04	Стол демонстрационный с дополнительной электрикой 2400×750×900	Ламинат белый	140
56.0216.01.14	Стол демонстрационный с дополнительной электрикой 2400×750×900	Ламинат серый	140



СТОЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0551.00.04	Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой 2000×750×900	Ламинат белый	154
56.0551.00.14	Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой 2000×750×900	Ламинат серый	154
56.0551.01.18	Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой 2000×750×900	Labgrade-лайт	154

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0551.01.08	Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой 2000×750×900	Ламинат белый	140
56.0551.01.18	Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой 2000×750×900	Ламинат серый	140

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0573.00.04	Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000×750×900	Ламинат белый	110
56.0573.00.14	Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000×750×900	Ламинат серый	110
56.0573.00.08	Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000×750×900	Labgrade	110
56.0573.00.18	Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000×750×900	Labgrade-лайт	110

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0573.01.08	Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой, водой 2000×750×900	Labgrade	115
56.0573.01.18	Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой, водой 2000×750×900	Labgrade-лайт	115



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
«ЭВРИКА»

ЭВРИКА®

СТОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ




Предназначены для организации рабочего места преподавателя. Стол имеет неподвижную столешницу, над которой располо-

жена полка. Задние и боковые поверхности стола закрыты экранами. Устанавливаются на регулируемые опоры.

Столы преподавателя

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0207.00.04-01	Стол преподавателя с полкой 1200х750х950	ламинат белый	45
56.0207.00.14-01	Стол преподавателя с полкой 1200х750х950	ламинат серый	45




Стол преподавателя с подвесной тумбой


Предназначены для организации рабочего места преподавателя. На сервисной панели стола, устанавливаемой под рабочей поверхностью расположены 4 брызгозащитные розетки, УЗО, по отдельному запросу устанавливается слот для подключения к

интернету. Столы оснащены подвесной тумбой с 3 выдвижными ящиками. Задние и боковые поверхности стола закрыты экранами. Устанавливаются на регулируемые опоры.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0546.00.04	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760	ламинат белый	63
56.0546.00.04-01	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760	ламинат белый	63
56.0546.00.14	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760	ламинат серый	63
56.0546.00.14-01	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760	ламинат серый	63



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0546.01.04	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760	ламинат белый	63
56.0546.01.04-01	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760	ламинат белый	63
56.0546.01.14	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760	ламинат серый	63
56.0546.01.14-01	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760	ламинат серый	63
56.0546.01.18	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760	Labgrade-лайт	63
56.0546.01.18-01	Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760	Labgrade-лайт	63




СТОЛЫ ЛАБОРАНТА



Предназначены для организации рабочего места лаборанта. На рабочей поверхности установлена полипропиленовая раковина, смеситель горячей и холодной воды. На сервисной панели стола, установленной под рабочей поверхностью, расположены 4 брызгозащищенные розетки, УЗО.

Стол оснащен подвесной тумбой с 3 выдвижными ящиками, а так же сервисной стойкой для сантехнических коммуникаций. Задние и боковые поверхности стола закрыты экранами. Устанавливаются на регулируемые опоры.

Столы лаборанта




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0572.00.03	Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515x750x760	керамика	115
56.0572.00.03-01	Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515x750x760	керамика	115
56.0572.00.18	Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515x750x760	Labgrade-лайт	105
56.0572.00.18-01	Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515x750x760	Labgrade-лайт	105

ШКАФЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ


Предназначены для проведения демонстрационных опытов с использованием агрессивных летучих веществ. Стекланные стенки шкафа позволяют наблюдать опыты с любой точки класса.

Шкафы выпускаются в комплекте с подводом воды, без подвода воды, с электрикой и без нее. Устанавливаются на регулируемые опоры.



Шкафы модульные

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0568.00.03	Шкаф модульный настольный 950x650x1300	керамика	65
56.0568.00.18	Шкаф модульный настольный 950x650x1300	Labgrade-лайт	63



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0569.00.03	Шкаф модульный напольный 950x650x2300	керамика	83
56.0569.00.18	Шкаф модульный напольный 950x650x2300	Labgrade-лайт	81



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
«ЭВРИКА»

ЭВРИКА®

ШКАФЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ






Шкафы модульные



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0569.01.18	Шкаф модульный напольный с электрикой 950×650×2300	Labgrade-лайт	82
56.0569.01.03	Шкаф модульный напольный с электрикой 950×650×2300	Керамика	84

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0569.02.03	Шкаф модульный напольный с электрикой, подводом воды 950×650×2300	Керамика	94
56.0569.02.18	Шкаф модульный напольный с электрикой, подводом воды 950×650×2300	Labgrade-лайт	92

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0567.00.03	Шкаф демонстрационный напольный, 950×650×2300	Керамика	80
56.0567.00.18	Шкаф демонстрационный напольный 950×650×2300	Labgrade-лайт	82



ШКАФЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0567.01.03	Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой К	керамика	81
56.0567.01.18	Шкаф демонстрационный напольный с электрикой	Labgrade-лайт	79

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0567.10.03	Шкаф демонстрационный напольный, евронога	Керамика	84
56.0567.10.18	Шкаф демонстрационный напольный, евронога	Labgrade-лайт	82

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0567.11.03	Шкаф демонстрационный напольный с электрикой, евронога	Керамика	88
56.0567.11.18	Шкаф демонстрационный напольный с электрикой, евронога	Labgrade-лайт	86

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0567.12.03	Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой, евронога К с водой	Керамика	88
56.0567.12.18	Шкаф демонстрационный напольный с электрикой, евронога LG-лайт, с водой	Labgrade-лайт	86



ШКАФЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Предназначен для проведения демонстрационных опытов с использованием агрессивных летучих веществ. Задняя стенка шкафа имеет смотровое окно размером 820×720 мм, что позволяет наблюдать опыты со стороны учеников. Шкаф оборудован ударостойкими подъемными экранами из стекла «триплекс» с максимальной высотой подъема 700 мм. На задней стенке вытяжной камеры имеются вентиляционные отверстия позволяющие регулировать потоки воздуха.


В комплекте: светильник люминесцентный в верхней части шкафа, 1 сливная раковина, 1 сифон, гибкий адаптер, 1 кран холодной воды, 1 кран холодной воды с фильтром для подключения водоструйного насоса.

Дополнительно может комплектоваться газовым краном. Основание шкафа имеет 3 отсека с открывающимися дверьми, каждый оснащен полкой, а левый и центральный отсеки дополнительно имеют выдвижные полки.

В комплекте фланец диаметром 200 мм для подключения к системе вытяжной вентиляции. На передней панели 3 брызгозащищенные розетки, выключатель, автомат отключения питания, технологический отсек. Устанавливается на регулируемые опоры. Поставляется в собранном виде.

Шкафы демонстрационные специализированные

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0549.10.03-01	Шкаф демонстрационный специализированный 1500×800×2200 (задняя стенка – стекло)	Керамика	350



Шкафы для методматериалов

Предназначены для хранения методматериалов, а так же расходного материала.

Дверцы выполнены из металла, запираются на ключ. Устанавливаются на регулируемые опоры.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0570.10.00	Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900×440×1970	80
56.0570.10.00-01	Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900×440×1970	80



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В)	ВЕС КГ, НЕ БОЛЕЕ
56.0558.10.00	Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900×600×1970	88
56.0558.10.00-01	Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900×600×1970	88

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ekros.nt-rt.ru> || эл. почта: emc@nt-rt.ru