

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАКОНЕЧНИКИ И ШТАТИВЫ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ



Наконечники для дозаторов

Наконечник универсальный 5000 мкл (россыпь) - 100 шт. Артикул: 1.75.30.30.0095

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 100 шт. Нестерильные. Наконечники можно авто клавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:


Количество: 100 шт.
цвет: бесцветные
объем: 300x200x30
Вес: 300 г

Наконечник:

тип: Biohit tips (совместимы с дозаторами ЭКОХИМ, Биохит)
дозируемый объем: 500 - 5000 мкл
размер посадочного конуса: 13 мм
длина: 120 мм
Фаска: нет

Наконечник универсальный 10 мкл (россыпь) - 1000 шт. Артикул: 1.75.30.30.0090

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:

Количество: 1000 шт.
цвет: бесцветные
объем: 180x140x30
Вес: 150 г

Наконечник:

тип: Универсальный (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson
дозируемый объем: 0,1 - 10 мкл
размер посадочного конуса: 4 мм
длина: 31 мм
Фаска: нет

Наконечник с фильтром (россыпь) 200 мкл - 1000 шт. Артикул: 1.75.30.30.1020

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт с фильтром. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза..

Упаковка:

Количество: 1000 шт.

цвет: бесцветные

объем: 180x140x30

Вес: 150 г

Наконечник:

тип: Универсальный (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson

дозირуемый объем: 2 - 200 мкл

размер посадочного конуса: 5 мм

длина: 53 мм

Наконечник универсальный 10000 мкл (россыпь) - 100 шт. Артикул: 1.75.30.30.0094

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 100 шт. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:

Количество: 100 шт.

цвет: бесцветные

Наконечник:

тип: совместимы с дозаторами ЭКОХИМ, Термо Фишер.

дозировуемый объем: 1000 - 10000 мкл

размер посадочного конуса: 16 мм

длина: 150 мм

Фаска: нет

Наконечник универсальный 300 мкл (россыпь) - 1000 шт. Артикул: 1.75.30.30.0093

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:

Количество: 1000 шт.

цвет: бесцветные

объем: 300x200x30

Вес: 300 г

Наконечник:

тип: Универсальный (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson

дозირуемый объем: 5 - 300 мкл


размер посадочного конуса: 5 мм

длина: 53 мм

Фаска: нет

Наконечник универсальный 1000 мкл (россыпь) - 1000 шт. Артикул: 1.75.30.30.0096

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:

Количество: 1000 шт.

цвет: бесцветные

объем: 550x400x55

Вес: 840 г

Наконечник:

тип: Универсальный (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson

дозировуемый объем: 100 - 1000 мкл

размер посадочного конуса: 7,5 мм

длина: 83 мм

Фаска: нет

Наконечник для дозаторов с фильтром 10 мкл 1000 шт Артикул: 1.75.30.30.1010

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:

Количество: 1000 шт.
цвет: бесцветные
объем: 180x140x30
Вес: 150 г

Наконечник:

тип: Универсальный (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson
дозირуемый объем: 0,5 - 10 мкл
размер посадочного конуса: 4 мм
длина: 31 мм

Наконечник для дозаторов с фильтром 1000 мкл 1000 шт Артикул: 1.75.30.30.1030

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества, предназначены для отбора и переноса жидкостей с помощью пипеточного дозатора. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Нестерильные. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121°C и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза.

Упаковка:

Количество: 96 шт.
цвет: бесцветные

Наконечник:

тип: Универсальный (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson
дозіруемый объем: 100 - 1000 мкл
размер посадочного конуса: 7,5 мм
длина: 83 мм

Наконечник для дозаторов не смачиваемый 300 мкл 1000 шт Артикул: 1.75.30.30.1040

Описание



Наконечник для дозаторов несмачиваемый 300 мкл (1000 шт.), артикул 1.75.30.30.1040

Наконечники (pipette tips) производства ООО "ЭКОХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, обычно 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не нуждаются в обязательной сертификации, так как не являются средством измерения.

Упаковка:

Количество: 1000 шт.

цвет: бесцветные

объем: 180x140x30

Вес: 150 г

Наконечник:

тип: Универсальные (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson

автоклавируются при $t=121\text{ }^{\circ}\text{C}$


дозируемый объем: 0,1 - 20 мкл

диаметр посадочного конуса: 3 мм

длина: 31,5 мм:

Наконечник для дозаторов не смачиваемый 10 мкл 1000 шт Код: 1.75.30.30.1050

Описание



Наконечники (pipette tips) производства ООО "ЭКОХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, обычно 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не нуждаются в обязательной сертификации, так как не являются средством измерения.

Упаковка:

Количество: 1000 шт.

цвет: бесцветные

объем: 180x140x30

Вес: 150 г

Наконечник:

тип: Универсальные (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson

автоклавируются при $t=121\text{ }^{\circ}\text{C}$

дозируемый объем: 0,1 - 20 мкл

диаметр посадочного конуса: 3 мм

длина: 31,5 мм:

Наконечник для дозаторов не смачиваемый 1000 мкл 1000 шт Код: 1.75.30.30.1060

Описание



Наконечники (pipette tips) производства ООО "ЭКОХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, обычно 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не нуждаются в обязательной сертификации, так как не являются средством измерения.

Характеристики

тип: Универсальные (совместимы с другими типами дозаторов), Gilson

автоклавируются при $t=121$ °С

дозირуемый объём: 100 - 1000 мкл

диаметр посадочного конуса: 8 мм

длина: 83 мм

Количество: 1000 шт.

цвет: бесцветные

объём: 180x140x30

Вес: 150 г

Наконечник для дозаторов Экрос (СМАРТ) 5000 мкл (100 шт.) Артикул: 1.75.30.30.1070

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 100шт. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, обычно 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не нуждаются в обязательной сертификации, так как не являются средством измерения.

Упаковка:

Количество: 100 шт.

цвет: бесцветные

объём: 300x200x30

Вес: 300 г

Наконечник:

тип: Biohit tips

автоклавируются при $t=121$ °С

дозіруемый объём: 500 - 5000 мкл

диаметр посадочного конуса: 13 мм

длина: 135 мм

Наконечник для дозаторов Экрос СМАРТ 10 000 мкл 100 шт Код: 1.75.30.30.1080

Описание



Наконечники производства ООО "ЭКРОСХИМ" выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества. Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 100шт. Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, обычно 15-20 мин).

В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не нуждаются в обязательной сертификации, так как не являются средством измерения.

Упаковка:

Количество: 100 шт.

цвет: бесцветные

объем: 300x200x30

Вес: 300 г

Наконечник:

тип: Biohit tips

автоклавируются при $t=121\text{ }^{\circ}\text{C}$

дозируемый объем: 500 - 5000 мкл

диаметр посадочного конуса: 13 мм

длина: 135 мм

Штатив для дозаторов "Экохим" (4 места) Артикул: 1.75.30.50.0071

Описание



Пластиковые вертикальные стойки-держатели на 4 места, применяются для хранения дозатора в вертикальном положении, когда дозатор не используется. На штативе так же нанесена надпись «Экохим». Можно использовать для хранения дозаторов любых производителей.

Штатив для дозаторов "Экохим" (6 мест) Артикул: 1.75.30.50.0073

Описание



Пластиковые вертикальные стойки-держатели на 6 мест, применяются для хранения дозатора в вертикальном положении, когда дозатор не используется. На штативе так же нанесена надпись «Экохим». Можно использовать для хранения дозаторов любых производителей.

Штатив для дозаторов "Карусель" (6 мест) (только для Экрос-Смарт) Артикул: 1.75.30.50.0074

Описание



Штатив для дозаторов "Карусель" (6 мест) только для Экрос-Смарт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekros.nt-rt.ru> || emc@nt-rt.ru